

## Gluten Yıkama Seti



**Alışılmışın  
çok Ötesinde**

# Gluten Yıkama Cihazı GW 2400

Gluten Yıkama testi, yaş gluten miktarı, gluten kalitesi, kuru gluten miktarı ve glutenin su bağlanması hakkında bilgi verir. Gluten analiz yöntemi, un, buğday, durum ve irmikte gluten kalitesi ve miktarı için dünya standartlarında bir testtir.

- CE Sertifikalı.
- Yeni tasarım Gluten Yıkama Cihazı.
- Ledli butonlar sayesinde daha uzun ömürlü buton takımı
- Dünya Standartlarına Uygun (AACC No: 38-52, ICC No: 155 ve 158, 137/1).
- Çift numune ile çalışılabilme imkânı.
- Kullanım kolaylığı.
- Paslanmaz çelik. Korozyon yok.
- Buğday unu, buğday, durum buğdayı, irmik ve buğday gluteninde analiz olanağı.
- Buğday yetiştiricileri, zahireciler, un değirmenleri, un üreticileri, buğday gluteni üreticileri, makarna üreticileri ve fırınlar hem öğütülmüş tahıl hem de un için kullanılabilir.
- Aynı sistem içinde iki farklı test metodu (un ve kırma).
- Hızlı analiz. Test 7 dakikadan az sürer.
- Yoğurma süresi ve yıkama süresi ayarlanabilir.
- Yoğurma süresini 5-75 saniye arasında ve yıkama süresini 60-900 saniye arasında ayarlama imkânı.
- Sağlam Tasarım.
- Cihazın kasaının alt panelinde yer alan kanallar sayesinde, su pompa hortumunun patlaması durumunda, etkin su tahliyesi yapmakta ve elektronik devreler korunmaktadır.

# Dokunmatik Ekran Gluten Index GI 2040

- CE sertifikalı.
- Özel elek hem elek üzerinde kalan hem de elekten geçen glutenin toplanmasını sağlar.
- Yeni Tasarım Renkli Ekran
- Kullanıcı isteğine bağlı olarak farklı tema seçme imkânı
- ICC ve AACC standart metodlarına göre analiz yapmaktadır.
- Yaş glutenin sağlam ve zayıf kısımlarını paslanmaz bir elek aracılığıyla birbirinden ayırmaktadır.
- Test Zamanı, Firma Adı, Ortam Sıcaklığı ekran üzerinde yer almaktadır.
- Testi, 6000 rpm'de 1 dakika döndürerek gerçekleştirir.
- Bir uyarı sinyali ile otomatik olarak durur.
- Emniyet kapağının kilitlemesi güvenli çalışma sağlar.

# Kuru Gluten DG 2020

- CE sertifikalı.
- Kurutucu ve kontrol üniteleri ayrıdır.
- Test süresini dijital ekranda görebilme imkânı.
- Buğday ve un örneklerinin glutenini kurutur.
- Çalışma sıcaklığı 150 °C'dir.
- Termostat sayesinde sıcaklık sabit tutulur.
- Teflon kaplama etkin kurutma ve test edilen numunenin kolay sökülmesini sağlar.
- Bir bip sinyali ile otomatik olarak uyarıyı durdurur.



## Önerilen Aksesuarlar

- Laboratuvar Değirmeni HM 210 veya 310 : Tahıl numunesi hazırlamak için kullanılır.  
Dispenser : İhtiyaç duyulan suyu kolay ve doğru bir şekilde kullanma olanağı sağlar.

## Teknik Özellikler

### GW 2400

- Güç Gereksinimi : 110 V - 60 Hz or 220 V - 50 Hz (siparişte belirtilmeli)  
Güç Tüketimi : 100 W  
Boyutlar (EnxBoyxBüyükseklik) : 33-42-35 cm  
Net Ağırlık : 15 kg  
Ekran Özellikleri : -

## Teknik Özellikler

### GI 2040

- Güç Gereksinimi : 110 V - 60 Hz or 220 V - 50 Hz (siparişte belirtilmeli)  
Güç Tüketimi : 90 W  
Boyutlar (EnxBoyxBüyükseklik) : 31-31-17 cm  
Net Ağırlık : 7 kg  
Ekran Özellikleri : 5" Renkli Dokunmatik Ekran

## Teknik Özellikler

### DG 2020

- Güç Gereksinimi : 110 V - 60 Hz or 220 V - 50 Hz (siparişte belirtilmeli)  
Güç Tüketimi : 1500 W  
Boyutlar (EnxBoyxBüyükseklik) : 20-9-24 cm  
Net Ağırlık : 2 kg  
Ekran Özellikleri : -